

Fiche de données techniques

Plum QuickSoft Bandage

(bleu, beige, noir)

1. Identification du produit et de l'entreprise

1.1. Identifiant produit et usage prévu

Nom commercial :	Plum QuickSoft Bandage
Usage prévu :	conçu pour protéger les doigts et autres articulations.
Date d'expiration :	imprimée sur le rouleau de papier.

1.2. Coordonnées du fournisseur de la fiche de données

Fabricant	
Entreprise :	Plum Safety ApS
Adresse :	Mandelalleen 1
Code postal :	5610
Ville :	Assens
Pays :	DANEMARK
E-mail :	info@plum.eu
Téléphone :	+45 6916 9600
Fax :	+45 6916 9630

1.3. Informations légales

Informations générales :	Ces produits étant des dispositifs médicaux de classe I, conformément au <i>Règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux</i> . Aucun recours à un organisme notifié n'est nécessaire. Aucune fiche de données de sécurité n'est requise pour les dispositifs médicaux.
--------------------------	--

2. Informations générales concernant le produit

Propriétés physiques et composition :

	Bleu	Noir	Beige
Matériau	60 % de mousse polyuréthane polyester 40 % de latex synthétique	60 % de mousse polyuréthane polyester 40 % de latex synthétique	60 % de mousse polyuréthane polyester 40 % de latex synthétique
Effets sur la santé	Peut causer des irritations cutanées	Peut causer des irritations cutanées	Peut causer des irritations cutanées
Propriétés physiques et chimiques	Point d'ignition 470 °C	Point d'ignition 470 °C	Point d'ignition 470 °C
Emballage primaire (pochette)	Emballé avec deux couches de papier	Emballé avec deux couches de papier	Emballé avec deux couches de papier
Dimensions	5,5 cm × 5 m	5,5 cm × 5 m	5,5 cm × 5 m
Caractéristique spéciale	Sans latex Facile à déchirer Cohésif / auto-adhésif	Sans latex Facile à déchirer Cohésif / auto-adhésif	Sans latex Facile à déchirer Cohésif / auto-adhésif

Fiche de données techniques

Plum QuickSoft Bandage

(bleu, beige, noir)

3. Effets secondaires et défaut

Effets secondaires et défaut :

Ce produit n'est pas stérile, il ne doit donc pas être utilisé sur une large plaie ou sur une maladie de la peau sans compresse stérile adaptée. Ce produit dispose d'une certaine élasticité, il est donc nécessaire d'appliquer une pression adaptée et de multiplier les couches lors de la pose. Il ne doit pas être trop serré ou, au contraire, pas assez serré. Trop serré, il peut causer une gêne et des réactions indésirables chez l'utilisateur, comme des ischémies locales. Pas assez serré, il ne maintiendra pas la compresse en place et ne l'enveloppera pas efficacement.

Ce produit est conçu pour protéger les doigts et autres articulations. En cas d'effets secondaires ou de défauts, merci de bien vouloir en informer Plum Safety ApS, par e-mail à l'adresse info@plum.eu ou par téléphone au +45 6471 2112, afin que les mesures correctives nécessaires puissent être prises.

Tout effet indésirable grave doit impérativement être signalé à une autorité compétente.

4. Stockage

Stockage :



Température de stockage



Maintenir
au sec



Maintenir à l'abri du soleil

Durée de conservation :

trois ans à partir de la date de fabrication

5. Autres informations

Historique des versions et indication des modifications

Version	Date de révision	Responsable	Modifications
1.0	14/02/2024	LBH	

Autres informations

Des informations complémentaires peuvent être obtenues en nous contactant par e-mail à l'adresse info@plum.eu ou par téléphone au +45 6471 2112.

Fiche de données techniques préparé

par :

Entreprise : Plum Safety ApS
Adresse : Mandelalleen 1
Code postal : 5610
Ville : Assens
Pays : DANEMARK
E-mail : info@plum.eu
Téléphone : +45 6916 9600
Fax : +45 6916 9630

Langue du document : français